



CAD/CAMによる切削加工用ワックス

ワクシーディスク

「WAXY」用に開発されたワックスディスクです。表面は適度な硬さを有し、安定した切削が可能。操作性にも優れ、切削後の加工が容易です。オープンタイプにも使用できます。



ブラウン

標準価格 **3,000 円**
(1枚/箱)

自然素材でできているため、切削屑の処理、人体の影響などに考慮したディスクです。暗めの色調を採用することにより溝、裂窩を見やすくしました。アドオンタイプとして後加工が容易なディスクとなっています。

商品名	色調	サイズ(厚み)	径	医療機器届出番号
ワクシーディスク ブラウン	ブラウン	14・16	98	一般医療機器 歯科用キャストワックス 医療機器届出番号 23B2X00033000106



SCグレー

標準価格 **3,200 円**
(1枚/箱)

従来使っているインレーワックス、クラウンワックスに好まれるグレー色を採用。ポリエチレンワックスに加え天然ワックスを配合することにより従来のワックス操作に近い感覚で作業が可能です。スキャンスプレー無しで切削加工物のスキャンが可能です。

商品名	色調	サイズ(厚み)	径	医療機器届出番号
ワクシーディスク SCグレー	グレー	14・16・20	98	一般医療機器 歯科用キャストワックス 医療機器届出番号 23B2X00033000105



レギュラー・ハード

標準価格 **3,000 円**
(1枚/箱)

(単位: mm)

商品名	色調	サイズ(厚み)	径	医療機器届出番号
ワクシーディスクレギュラー	ブルー	14・16・20	98	一般医療機器 歯科用キャストワックス 医療機器届出番号 23B2X00033000097
ワクシーディスクハード		14・20		一般医療機器 歯科用キャストワックス 医療機器届出番号 23B2X00033000098

※使用の注意

クリストバライト系埋没材を使用する場合は、急速(急激)な加熱は避けて下さい。
ワックスパターンはある程度の間隔(1mm以上)を空けて植立して下さい。

～ 切削加工機「WAXY」には、ワクシーディスクを推奨します。 ～



デジタルプロセス株式会社

●取扱店

株式会社クエスト

〒475-0946
愛知県半田市横山町157-1
電話 0569 (27) 7017
FAX 0569 (27) 5998
<http://www.quest-pure.com>

CAD/CAMによる

切削加工用ワックスディスク

良好な切削を有し焼却後の残りかすをほとんどだしません。操作性にも優れ、切削後の加工が容易です。オープンタイプにも使用できます。



ピュア ワックスディスク

レギュラー・ハード



標準価格
(1枚/箱)

3,000 円

(単位: mm)

商品名	規格	色調	サイズ(厚み)	径	医療機器届出番号
ピュアワックスディスク	レギュラー	ブルー	17・22	98	一般医療機器 歯科用キャスト用ワックス 医療機器届出番号 23B2X00033000093
	ハード		22		



ワックスディスク フレキシブル



標準価格
(1枚/箱)

3,000 円

(単位: mm)

商品名	色調	サイズ(厚み)	径	医療機器届出番号
ワックスディスク フレキシブル	グリーン	14・16	98	一般医療機器 歯科用キャスト用ワックス 医療機器届出番号 23B2X00033000095

※使用の注意

クリストブライト系埋没材を使用する場合は、急速(急激)な加熱は避けて下さい。
ワックスパターンはある程度の間隔(1mm以上)を空けて植立して下さい。