

ルナ ダイヤ ペースト

Lunar Dia Paste

ジルコニア・ポーセレン・メタル・硬質レジンの最終仕上用ダイヤモンドペースト



歯科技工用ダイヤモンド研削材

一般医療機器 医療機器届出番号 36B2X10006000171

ジルコニア・ポーセレン・メタル・硬質レジンの最終仕上用ダイヤモンドペーストです。
研磨後の清掃性は油分が少なく作業効率を向上させます。

包装 50g/缶
標準価格 7,800円

サポートプロダクツライン

歯科技工用ダイヤモンド研削材

一般医療機器 医療機器届出番号 36B2X10006000073

ピュアダイヤモンドポイント HP

ダイヤモンド砥粒により高い切削性・耐久性を実現しました。
陶材・金属の形態修正にご使用頂けます。

■コバルト合金・ニッケル合金・パラジウム合金の研磨用

●包装 / 6本 / 箱

●標準価格 1,800 円



形状番号	DD204-3	DD233-3	DD237-3	DD238-3	DD239-3	DD243-3	DD250-3	DD252-3	DD261-3	DD265-3	DD266-3
長さ(mm)	1.9	8	12	12	12	2	6	8	1.8	14	12
幅(φmm)	2.3	1.8	1.8	2.5	4	5	2.5	2.5	5	2.8	4.8
最高許容回転速度(rpm)	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000

歯科技工用ダイヤモンド研削材

一般医療機器 医療機器届出番号 36B2X10006000091

ピュア Kポイント

コンポジットレジン、硬質レジン、ジルコニア、ガラスセラミックの中研磨用ポイント。

●形態 / 砲弾型

●規格 / 砲弾型 (D80 / D120 / D320)

※数値は砥粒の数 数値が大きい程細かくなります

●標準価格 2,700 円 / 1本

サイズ(作業部) [砲弾型・5.0×12.0mm]
推奨回転数 6,000~10,000回 / 分
最高許容回転速度 30,000rpm

5.0mm	12.0mm	
砲弾型		
D80	D120	D320
荒目	中目	細目



※作業部分のカラーは予告なく変更することがございます

歯科用ゴム製研磨材

一般医療機器 医療機器届出番号 36B2X10006000033

シリコンポイント HP

金銀/パラジウム合金等の仕上げ研磨用ポイントです。
高品質のシリコンを採用しております。

■金合金・パラジウム合金・銀合金の仕上げ研磨

●種類 / 1種(茶) 細粒

●形態 / #10 #11 #13 #13S #28

●包装 / 12本入 / 箱
120本入 / 箱

●最高許容回転速度 30,000rpm

●標準価格 1,800 円 / 12本
16,200 円 / 120本

	#10	#11	#13	#13S	#28
種類	(単位: mm)				
頭部の長さ	8.8	3.0	16.0	16.0	8.8
基径	11.8	5.2	4.3	5.2	3.5
全長	42.0	42.0	49.4	49.6	49.0



歯科用ゴム製研磨材

一般医療機器 医療機器届出番号 36B2X10006000034

シリコンポイントビッグ HP

デンチャーレジン部、または金属仕上げ研磨に適し、滑沢な面が得られます。

■義歯レジン床部・金属等の研削・研磨

●種類 / グレー(荒仕上)
ブラウン(中仕上)

●最高許容回転速度 10,000rpm

●包装 / 6本入 / 箱
12本入 / 箱
60本入 / 袋

●作業部長 / 16.0mm
作業部径 / 5.2mm
全 長 / 49.4mm

●標準価格 2,100 円 / 6本
4,000 円 / 12本
18,900 円 / 60本

