

CAD/CAMによる

切削加工用【ワックスディスク】



ファースト

標準価格 **3,000円** (1枚/箱)

一般医療機器 歯科用キャストリングワックス 医療機器届出番号 36B2X10006000151

単位:mm

| 販売名 | 色調 | サイズ (厚) | 径 |
|----------------|-----|---------|----|
| ワックスディスク ファースト | グレー | 14・20 | 98 |

操作性に優れており、切削後の加工が容易です。オープンタイプにも使用できます。急速加熱にも対応できます。



エクストラ

標準価格 **3,000円** (1枚/箱)

一般医療機器 歯科用キャストリングワックス 医療機器届出番号 36B2X10006000126

単位:mm

| 販売名 | 色調 | サイズ (厚) | 径 |
|----------------|-----|-------------|----|
| ワックスディスク エクストラ | グレー | 14・16・17・20 | 98 |

良好な切削を有し、焼却後の残りがすをほとんど出しません。操作性に優れ、切削後の加工が容易です。オープンタイプにも使用できます。クラウンワックスと馴染みがあるグレー色を採用しました。ご使用の際は集塵機をご使用下さい。



レギュラー・ハード 標準価格 **3,000円** (1枚/箱)

一般医療機器 歯科用キャストリングワックス 医療機器届出番号 36B2X10006000093

単位:mm

| 販売名 | 色調 | 規格 | サイズ (厚) | 径 |
|--------------|-----|-------|---------|----|
| ピュア ワックスディスク | ブルー | レギュラー | 17・22 | 98 |
| | | ハード | 22 | |

表面は適度な硬さを有し、安定した切削が可能です。操作性にも優れており、また適度の弾性を持っているので、咬合器でのバイト合わせなどの作業にも適しています。オープンタイプにも使用できます。



Smile (スマイル) 歯冠色

標準価格 **3,000円** (1枚/箱)

一般医療機器 歯科用キャストリングワックス 医療機器届出番号 36B2X10006000142

単位:mm

| 販売名 | 色調 | サイズ (厚) | 径 |
|----------------|-----|---------|----|
| ワックスディスク Smile | 歯冠色 | 14・20 | 98 |

WAXY Plusによる切削加工用ワックスには！
【ワクシー ディスク】



レギュラー・ハード 標準価格 **3,000円** (1枚/箱)

単位: mm

| 商品名 | 色調 | サイズ(厚み) | 径 | 医療機器届出番号 |
|----------------|-----|----------|----|--|
| ワクシーディスク レギュラー | ブルー | 14・16・20 | 98 | 一般医療機器 歯科用キャスト用ワックス 医療機器届出番号 36B2X10006000097 |
| ワクシーディスク ハード | | 14・20 | | 一般医療機器 歯科用キャスト用ワックス 医療機器届出番号 36B2X10006000098 |

「WAXY」用に開発されたワックスディスクです。表面は適度な硬さを有し、安定した切削が可能です。操作性にも優れており、また適度の弾性を持っているので、咬合器でのバイト合わせなどの作業にも適しています。オープンタイプにも使用できます。



ブラウン 標準価格 **3,000円** (1枚/箱)

単位: mm

| 商品名 | 色調 | サイズ(厚み) | 径 | 医療機器届出番号 |
|---------------|------|---------|----|--|
| ワクシーディスク ブラウン | ブラウン | 14・16 | 98 | 一般医療機器 歯科用キャスト用ワックス 医療機器届出番号 36B2X10006000106 |

「WAXY」用に開発されたワックスディスクです。切削後のワックスアップも、クラウンワックスとの馴染みが良く、形成作業に適したワックスディスクです。ご使用の際は集塵機をご使用下さい。

～ 切削加工機「WAXY Plus」には、ワクシーディスクを推奨します。～

デジタルプロセス株式会社

関連商品

歯科技工用光学印象採得補助材料

ピュア スキャンパウダー

一般医療機器 医療機器届出番号 36B2X10006000108



被膜を薄く均一に塗ることができ**精度が良**くなります
パウダーを固形にすることにより**無駄を少**なくできます
専用筆を使うことによりパウダーの**ノリが良**くなります
スプレーや硬化剤またはコーティング剤が処理されている模型にも
使用できます
ワックスアップ後の**ダブルスキャン用**にも使用できます

●取扱店

株式会社 クエスト

【本社】

徳島県小松島市芝生町字西居屋敷53-1

電話 0885(38)9777 FAX 0885(38)9888

【愛知物流センター】 ※受注・発送拠点

愛知県半田市横山町157-1

電話 0569(27)7017 FAX 0569(27)5998