



研磨・研削材料 ダイヤモンド砥粒子配合

ピュア Kポイント & ピュア ダイヤモンドペースト

中研磨 / 微調整

▼ NEW

砲弾型			そろ盤型	円盤型		
D80	D120	D320	D120	D80	D120	D320
中研磨 (荒目)	中研磨 (中目)	中研磨 (細目)	中研磨 (中目)	中研磨 (荒目)	中研磨 (中目)	中研磨 (細目)
<small>サイズ (作業部) 5.0×12 mm (砲弾型)・11.0×1.5(3.5) mm (そろ盤型)・12.0×2.0 mm (円盤型) 推奨回転数 6,000 ~ 10,000 回 / 分 最高許容回転数 30,000 回 / 分 (砲弾型)・20,000 回 / 分 (そろ盤型)・18,000 回 / 分 (円盤型)</small>						

※作業部分のカラーは予告なく変更する場合がございます



●ハンドピース装着イメージ

ピュア Kポイント

一般医療機器 医療機器届出番号 23B2X00033000091

- ・ジルコニアの中研磨用
 - ・形状3タイプ (砲弾型・そろ盤型・円盤型)
 - ・数値は粒子の数 (大きいほど細かい)
- 規格：砲弾型 (D80/D120/D320)
そろ盤型 (D120)

標準価格 (1本入) **2,000 円**

NEW ▲ 規格：円盤型 (D80/D120/D320)

標準価格 (1本入) **2,500 円**

艶出し研磨



研磨後

ピュア ダイヤモンドペースト

一般医療機器 医療機器届出番号 23B2X00033000090

- ・ジルコニア、陶材、ハイブリッド硬質レジン素早く艶出し

標準価格 (20g 入) **9,500 円**

関連商品

(総合カタログ 33 頁 ●は追加発売)

中研磨、艶出し研磨前の形態修正にオススメ。

形状番号	CD214-3	CD221-3	CD251-3	CD001-3	CD012-3	CD202-3	CD203-3	CD212-3	CD222-3	CD006-3	CD011-3	CD231-3	CD007-3
長さ × 幅 (mm)	7 × 3	2.5 × 5	3 × 3	7 × 13	2 × 22	12 × 5	12 × 7	10.5 × 4	3.5 × 13	2 × 16	1.5 × 16	2 × 12	3.5 × 16
MAX R.P.M	20,000	15,000	20,000	10,000	10,000	12,000	12,000	15,000	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000
標準価格	1,800 円			2,600 円				4,000 円				5,000 円	

ピュア セラダイヤモンドHP

一般医療機器 医療機器届出番号 23B2X00033000074

販売単位：同形態 1p / 箱

●取扱店

株式会社 クエスト

〒475-0946
愛知県半田市横山町157-1
電話 0569 (27) 7017
FAX 0569 (27) 5998
<http://www.quest-pure.com>